

Bestilling af analyser

Bioanalytisk Enhed

Rekvirent	Forbeholdt Bioanalytisk Enhed	
EAN nummer	Kontaktperson (navn, tlf. og e-mail)	
Jeres journalnr.		
Prøvetagningsoplysninger		
Navn	Cpr.nr.	
<input type="checkbox"/> Blod Dato:	Kl.:	
<input type="checkbox"/> Urin Dato:	Kl.:	
Eventuelle oplysninger om indtagelse af lægemidler (med eller uden recept), misbrugsstoffer m.m.		
Afkryds den ønskede undersøgelse (se www.forens.au.dk/analyser)		Haste tlf. nr.:
<input type="checkbox"/> Misbrugsanalyse - specifik kvalitativ analyse for de 50 hyppigste stoffer		-
<input type="checkbox"/> Misbrugsanalyse - specifik kvalitativ analyse for > 500 stoffer		-
<input type="checkbox"/> Forgiftningsanalyse – specifik semikvantitativ analyse for >500 stoffer		<input type="checkbox"/> Haste
<input type="checkbox"/> Kvantitativ analyse – angiv stof:		-
Det attesteres at der ved udtagelsen er anvendt den på bagsiden angivne fremgangsmåde.		
Lægens navn og adresse (stempel el. blokbogstaver)	Underskrift	

Retningslinjer for prøvetagning og forsendelse

Urin

Urinen overføres til et 9 ml urinrør uden tilsætning.

Blod

Indstiksstedet desinficeres med aftørringsserviet (75% isopropanol). Desinfektionsmidler indeholdende ethanol må ikke anvendes.

3 ml prøverør indeholdende citrat fyldes og vendes straks 10-20 gange for at få blandet prøven med stabiliseringsmidlet i prøverøret.

Mærkning, pakning og forsendelse

Prøverøret påføres navn, cpr. nr. samt udtagelsesdato og klokkeslæt med blokbogstaver og vandfast skrift. Etiketter klæbes på langs af prøverøret.

Prøverørene anbringes derefter i flamingo forsendelsesæsken med opsugningslåget og kommer i en plastpose med lynlås.

Den brugte kanyle må ikke medsendes.

Den udfyldte bestillingsseddel lægges sammen med prøverørene i den medfølgende kuvert. Kuverten skal snarest muligt sendes til Bioanalytisk Enhed (adressen findes øverst på rekvisitionssedlen). Hvis prøven ikke sendes samme dag, bør prøven opbevares i køleskab eller fryser.

Kontakt

Kontakt Bioanalytisk Enhed for yderligere vejledning. Kontaktoplysninger findes øverst på forsiden.